

Nackenschmeichler

Art.-Nr. 6146443

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

- Für Wärme- und Kälteanwendungen zur Schmerzlinderung
- Gewichtspackung zur Druckentlastung
- Lavendel Aroma bringt Entspannung für den Körper
- Bezug: 100% Polyester (nicht abnehmbar)
- Füllung: 77% Tonperlen, 23% Lavendel
- Maße: 63,5 x 31,5 x 2 cm

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Nackenschmeichler ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für professionelle Benutzung im Gesundheitssektor zu Therapiezwecken geeignet. Der Nackenschmeichler ist nicht geeignet für Hitze- und Kälteunempfindliche Personen.

Wenn Sie eine heiße Kompresse benötigen, um Schmerzen und Müdigkeit zu lindern, können Sie den Nackenschmeichler in die Mikrowelle legen und bei mittlerer Hitze von 60 - 80 °C 2 - 3 Minuten lang erwärmen. Die Temperatur des Nackenschmeichlers erreicht etwa 40 – 50 °C. Nehmen Sie den Nackenschmeichler aus der Mikrowelle, wenn er erhitzt ist. Wickeln Sie ihn um Ihren Nacken und Ihre Schulter oder einen anderen Teil Ihres Körpers.

Wenn Sie eine kalte Kompresse benötigen, um einen Schmerz zu lindern, legen Sie den Nackenschmeichler in einen versiegelten Beutel und kühlen Sie ihn 30 Minuten lang im Kühlschrank. Nehmen Sie den versiegelten Beutel danach aus dem Kühlschrank und entnehmen Sie die Nackenschmeichler. Wickeln Sie ihn um Ihren Nacken und Ihre Schulter oder einen anderen Teil Ihres Körpers.

3. Sicherheitshinweise

- Erhitzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum auf eine Temperatur von mehr als 80 °C. Sonst verbrennt den Bezug.
- Überprüfen Sie die Temperatur des Nackenschmeichlers vor der Anwendung, es kann zu Verbrennungen und Hautirritationen kommen bei zu heißer Benutzung.
- Beenden Sie die Anwendung sofort wenn der Nackenbereich zu warm/kalt wird.
- Beenden Sie die Anwendung bei Unwohlsein oder Schwindelgefühl.

4. Lieferumfang

1x Nackenschmeichler

5. Montage / Inbetriebnahme

Wenn Sie eine heiße Kompresse benötigen, um Schmerzen und Müdigkeit zu lindern, können Sie den Nackenschmeichler in die Mikrowelle legen und bei mittlerer Hitze von 60 - 80 °C 2 - 3 Minuten lang erwärmen. Die Temperatur des Nackenschmeichlers erreicht etwa 40 – 50 °C. Nehmen Sie den Nackenschmeichler aus der Mikrowelle, wenn er erhitzt ist. Legen Sie ihn um Ihren Nacken und Ihre Schulter oder einen anderen Teil Ihres Körpers.

Wenn Sie eine kalte Kompresse benötigen, um einen Schmerz zu lindern, legen Sie den Nackenschmeichler in einen versiegelten Beutel und kühlen Sie ihn 30 Minuten lang im Kühlschrank. Nehmen Sie den versiegelten Beutel danach aus dem Kühlschrank und entnehmen Sie die Nackenschmeichler. Wickeln Sie ihn um Ihren Nacken und Ihre Schulter oder einen anderen Teil Ihres Körpers.

6. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Bezug mit einem feuchten Tuch und waschen Sie ihn nicht in Wasser.

Lagerung

Bewahren Sie den Nackenschmeichler an einem trockenen Ort auf, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)